



Q. 治療する放射線はどこから出ていますか。

リニアック装置の場合

照射ヘッド（下図赤枠）から垂直に出ます。
照射ヘッドの中にある照射する範囲を調整する装置（MLC）
を用いて、照射部位に合った形状を作成し治療をしています。



MLC（Multi Leaf Collimator）



Radixactの場合

筒状の装置の中にX線を出す機器が入っており、その機器が放射線を出しながら回転することで多方向から治療を行っています。



どちらの場合も毎日同じ位置・角度からビームを当てて治療します。